



Bomba analógica Hei-FLOW Value 06

Bomba analógica Hei-FLOW Value 06

Bomba de alimentación para aplicaciones estándar. La velocidad es ajustable con la perilla de control analógica y se mantiene constante incluso bajo cargas cambiantes.

- La operación de arranque suave evita derrames y salpicaduras de medios
- Dirección de alimentación reversible
- Por seguridad en funcionamiento continuo sin vigilancia, el motor se apagará en caso de sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
- Interruptor de pie opcional para operar el accionamiento de la bomba en campanas de extracción cerradas y para facilitar las operaciones de llenado
- Los cabezales de bomba con rodillos convexos para la protección de las células están disponibles para su uso en biología celular

El cabezal de la bomba no está incluido. Pedir por separado.

Este accionamiento de bomba sólo es adecuado para su uso con cabezales de bomba monocanal.

Especificaciones

Rango de velocidad: 50 ... 600 rpm

Caudales de bombas monocanal: 4,0 ... 4151 ml/min



Code	Description	Packaging
LLG09829241	Peristaltic pumps,speed 50 - 600 rpm,w/	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

