



Bombas de vacío Rotavac Vario Tec

Bombas de vacío Rotavac Vario Tec

Adecuadas para evaporadores rotativos de la serie Hei-VAP. Bombas de vacío controlables para la regulación digital del vacío a través del panel de control o directamente en la unidad.

- Altos índices de destilación y tiempo de proceso reducido en un 30%.
- Recuperación de disolventes hasta un 99 %.
- La bomba se detiene automáticamente en cuanto se alcanza el vacío ajustado y mantiene constante el vacío de forma fiable
- Aumento de la vida útil del diafragma debido a los períodos de inactividad
- Bajo consumo de energía
- Reducción significativa del ruido y de las vibraciones
- Las bombas pueden combinarse con un condensador
- Bomba de membrana de dos etapas
- Recomendadas para disolventes con puntos de ebullición bajos o medios

Especificaciones

Capacidad de succión: 1 m/h

Vacío máximo: 12 mbar

Potencia de entrada: 160 W

Dimensiones (An x L x Alt): 156 x 236 x 196 mm

Peso: 4,3 kg



Code	Description	Packaging
LLG09812478	Vacuum pump ROTAVAV vario tecfür Hei-VA	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

