

**Bombas peristálticas de laboratorio PLP 380 de varios canales****Behr****Bombas peristálticas de laboratorio PLP 380 de varios canales**

Bombas peristálticas de manejo simple

Potencia de transporte 0,00025 hasta 380 ml/min

-Acepta varios cabezales para bombas (pedir por separado)

-Tecla especial para llenado y vaciado rápidos

-Control de la velocidad manual o automático con controlador externo, opcional

-Registro automático de los ajustes actuales

-Teclado agradable al usuario

-Relación buena precio/potencia

Especificaciones**Velocidad: 0,1 hasta 100 min⁻¹, dirección de giro reversible****Exactitud: 0,1 min⁻¹****Manejo: Por medio de teclado de láminas****Indicador: Indicador LED de tres posiciones para el número de giros****Conector: RS485****Tensión: 90 hasta 260 Vac 50/60 Hz****Consumo: 30 W****Temperatura de entorno: 0 a 40°C****Humedad del aire: 80%****Dimensiones (LxAnxAlt): 232x142x149 mm****Peso (sin cabezal de bombeo): 2,3kg****Grado de protección: IP 31**

| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09700430 | Peristaltic pump PLP 3800,00025 - 380 m | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

