

**Bombas peristálticas de laboratorio PLP 380 de varios canales****Behr****Bombas peristálticas de laboratorio PLP 380 de varios canales**

Bombas peristálticas de manejo simple

Potencia de transporte 0,00025 hasta 380 ml/min

-Acepta varios cabezales para bombas (pedir por separado)

-Tecla especial para llenado y vaciado rápidos

-Control de la velocidad manual o automático con controlador externo, opcional

-Registro automático de los ajustes actuales

-Teclado agradable al usuario

-Relación buena precio/potencia

**Especificaciones****Velocidad: 0,1 hasta 100 min<sup>-1</sup>, dirección de giro reversible****Exactitud: 0,1 min<sup>-1</sup>****Manejo: Por medio de teclado de láminas****Indicador: Indicador LED de tres posiciones para el número de giros****Conector: RS485****Tensión: 90 hasta 260 Vac 50/60 Hz****Consumo: 30 W****Temperatura de entorno: 0 a 40°C****Humedad del aire: 80%****Dimensiones (LxAnxAlt): 232x142x149 mm****Peso (sin cabezal de bombeo): 2,3kg****Grado de protección: IP 31**

Code	Description	Packaging
LLG09700430	Peristaltic pump PLP 3800,00025 - 380 m	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

