



## Cubos y bandejas para el hieloPolarSafe, PS

### Cubos y bandejas para el hieloPolarSafe™, PS

Los cubos y bandejas de poliestireno se han diseñado con paredes gruesas para proporcionarles fuerza y rigidez aunque son muy ligeras. Indicadas para ser utilizadas con hielo (tanto hielo seco como en suspensión). Puede contener incluso nitrógeno líquido. Todos los productos disponen de propiedades aislantes que ayuda a mantener las temperaturas bajas permitiendo que la muestra esté fría en todo momento. Los cubos PolarSafe™ vienen con tapas ajustadas para reducir al mínimo las pérdidas por evaporación y para maximizar la refrigeración. Presentan perillas de fácil agarre en cada tapa y asas prominentes empotradas para facilitar el transporte. Las bandejas, sin tapa, presentan crestas de agarre únicas y picos de vertido para facilitar la eliminación de los agentes refrigerantes.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

