

**Bombas peristálticas de laboratorio PLP 6000**

Behr Labor-Technik GmbH

**Bombas peristálticas de laboratorio PLP 6000**

Fácil de usar. Motor de corriente continua sin escobillas libre de mantenimiento. Elevado movimiento de giro, escasas vibraciones, grado de efectividad elevada, potencia de transporte 3,8 hasta 6000 ml/min Regulación manual o automática de la velocidad con controlador externo opcional.

- Acepta diferentes tapones de bombas comerciables
- Tecla especial para llenado y vaciado rápidos
- Registro automático de los ajustes actuales
- Elevado momento de giro para el funcionamiento con cabezal de bombeo doble
- Manejo simple a través del interruptor arranque/paro y el botón de giro para la velocidad
- Buena relación calidad/precio

**Especificaciones****Velocidad: 60 hasta 600 min<sup>-1</sup>****Exactitud:****Resolución****Momento de giro:  $\pm 1\%$** **1 min<sup>-1</sup>** **$\geq 1,60$  Nm****Manejo: Interruptor Paro/arranque y botón de giro para la velocidad****Indicador: Indicador LED de tres posiciones para el número de giros****Conector: RS485****Tensión: 176 hasta 264 Vac 50/60 Hz****Consumo: 200 W****Temperatura del entorno: 0 hasta 40°C****Humedad del aire: 80%****Dimensiones en mm (LxAnxAlt) 285x207x180****Peso (sin cabezal de bombeo): 5,2 kg****Grado de protección: IP 31**



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

