



Cajas de cartón criogénicas, con tapa

Heathrow Scientific

Cajas de cartón criogénicas, con tapa

- Para el almacenamiento de muestras y tubos pequeños
- Resistentes a temperaturas de hasta $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$



Code	Description	Packaging
LLG06239027	Cryobox 133x133x50 mm cardboard as. 12pz	12 pz
LLG06286136	Cryobox 133x133x50 mm, cardboard, white,	12 pezzi



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

