



Guantes de seguridad Clavies<sup>®</sup>, protección térmica hasta 232°C

Bel-Art Products

### Guantes de seguridad Clavies<sup>®</sup>, protección térmica hasta 232°C

Los guantes de tejido de rizo de algodón suave y flexible son excelentes para manipular objetos calientes fuera del autoclave o del horno, o para otra protección térmica en el laboratorio, la escuela o la industria. Nota: Los guantes no son impermeables y no deben utilizarse para manipular hielo seco.



Code	Description	Packaging
LLG09005271	Autoclave gloves,uncut cotton,330 mm	1 pz.
LLG09005272	Autoclave gloves,uncut cotton,470 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

