



Guantes de seguridad Clavies[®], protección térmica hasta 232°C

Bel-Art Products

Guantes de seguridad Clavies[®], protección térmica hasta 232°C

Los guantes de tejido de rizo de algodón suave y flexible son excelentes para manipular objetos calientes fuera del autoclave o del horno, o para otra protección térmica en el laboratorio, la escuela o la industria. Nota: Los guantes no son impermeables y no deben utilizarse para manipular hielo seco.



Code	Description	Packaging
LLG09005271	Autoclave gloves,uncut cotton,330 mm	1 pz.
LLG09005272	Autoclave gloves,uncut cotton,470 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

