

**Concentrador de vacío, Concentrador plus****Eppendorf****Concentrador de vacío, Concentrador plus™**

El nuevo Concentrador plus tiene una pantalla LCD así como un campo de aplicación agradable para el usuario con clara disposición de botones de funcionamiento y se comercializa en dos versiones:

- El sistema completo con bomba de vacío integrada libre de mantenimiento
- El dispositivo Concentrador, que se puede conectar a una bomba de vacío ya existente.

Un proceso de evaporación optimizado se obtiene gracias a la tecnología de calentamiento del Concentrador. Independientemente de la configuración por la que se decida, usted puede dejar sus muestras en una concentración al vacío rápida y eficaz y al mismo tiempo adecuada (por ejemplo, DNA/RNA, proteínas). El sistema completo consta de un separador del condensado, que purifica el aire hasta el 85% y por tanto lo protege de olores inadecuados.

Especificaciones Sistema completo/Aparato único

Consumo de potencia máx.: 350 W /150 W

Dimensiones (An x L x Alt): 33 x 58 x 29 cm /33 x 37 x 23 cm

Peso: 31,5 kg / 16,5 kg

Vacío: 20 hPa (20 mbar)

Velocidad de rotación fija: 1.400 rpm

Dimensiones del recipiente: 0,2 - 50 ml

Capacidad: máx. 144 recipientes

2 microplacas



Code	Description	Packaging
LLG09776620	Concentrator plus complete systemwith i	1 pz.
LLG09776621	Concentrator plus complete systemwith i	1 pz.
LLG09776622	Concentrator plus complete systemwith i	1 pz.
LLG09776623	Concentrator plus single unitwith 48 x	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

