



## Registrador de datos PDF estándar EBI 300

ebro

### Registrador de datos PDF estándar EBI 300

Registrador de datos PDF con diferentes sensores de temperatura.

- Para el control de la temperatura en relación con cuestiones HACCP / IFS u otros productos perecederos
- Transporte de productos frescos, frescos y ultrafríos
- Monitorización de frigoríficos y congeladores
- Evaluación sin software, los PDF se generan automáticamente
- Minimice la formación, los errores de usuario y los costes de TI utilizando el diseño sencillo y fácil de usar y el software estándar del EBI 300
- Garantiza la integridad de los datos, ya que no es posible manipularlos
- Conforme a EN 12830, ATP, VO(EG) 37/2005
- Certificado de calibración de fábrica incluido
- Programable a través del configurador en línea gratuito en [www.ebi300.com](http://www.ebi300.com)
- Sin interfaz separada para programación y lectura

**EBI 300:** Registrador de datos PDF con sensor de temperatura interno

**EBI 300 TE:** Registrador de datos PDF con sensor de temperatura externo, el sensor de temperatura interno puede ser utilizado adicionalmente

**EBI 300 TH:** Registrador de datos PDF con sensor externo de humedad y temperatura, el sensor interno de temperatura también puede ser utilizado

#### Especificaciones

**Temperatura ambiente:**

**Rango de medición de la temp. EBI 300 / 300 TH:**

**Rango de medición de la temp. EBI 300 TE: -30 a +70 °C**

**-30 a +70 °C**

**-35 a +70 °C**

**Rango de medición de la humedad EBI 300 TH: 0 to 100 % rF**

**Precisión de la temperatura: 0,5 °C (-20 a +40 °C), ±0,8 °C para el rango restante**

**Precisión de la humedad: 3 % (10 a 90 % rh), ± 5 % para el rango restante**



**Resolución Temperatura / Humedad:**

**Memoria:**

**Sensor: 0,1°C / 0,1 % rh**

**40.000 muestras**

**NTC para temperatura**

**Vida útil de la batería: hasta 2 años**

**Periodo de medición: 1 min hasta 24 horas**

**Retardo inicial máximo: 72 h**

**Material de la carcasa: policarbonato**

**Modos de medición: Start/Stop, medición continua, inicio al pulsar la tecla**

**Alarmas: 2 valores, límites alto y bajo**

**Peso: 35 g**

**Grado de protección: IP 65**

Code	Description	Packaging
LLG06266910	Humidity logger EBI 300 THincl. humidi	1 pz.
LLG06266911	Temperature logger EBI 300 TEincl. temp	1 pz.
LLG07655865	Temperature logger EBI 300NTC, -30...+6	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

