



## Guía de luz de cuello de cisne para fuentes de luz fría SCHOTT

### Guía de luz de cuello de cisne para fuentes de luz fría SCHOTT

Guías de luz flexibles que permanecen en su lugar después de su colocación. Las ramas de cuello de cisne colocadas en direcciones opuestas crean una iluminación casi sin sombras.



Code	Description	Packaging
LLG09705151	Swan-neck light guide, 1-arm Ø 4,5 mm /	1 pz.
LLG09705152	Swan-neck light guide, 2-arms Ø 4,5 mm	1 pz.
LLG09705220	Swan-neck light guide, 2-arm,length 500	1 pz.
LLG09705221	Swan-neck light guide, 1-arm,length 500	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

