


**Bureta con llave de paso recta esmerilada, DURAN<sup>®</sup>, clase AS**

Las buretas originales DURAN<sup>®</sup> están fabricadas en vidrio de borosilicato 3.3 altamente resistente a sustancias químicas. Gracias a la precisión de su escala son ideales para valoraciones. Están calibradas a una temperatura de referencia de + 20 °C por vertido ("Ex"). Esto significa que las cantidades se pueden leer exactamente en la graduación, porque al calibrar se ha considerado la adherencia del líquido sobre el vidrio. Las tolerancias de volumen corresponden a los límites de error según ISO y DIN. Las buretas DURAN<sup>®</sup> acreditadas son comercializadas desde ahora también con llaves de PTFE. Estas, al contrario que las llaves de vidrio, no se tienen que engrasar lo cual simplifica el trabajo en el laboratorio.

- Se comercializa en tres tamaños, el tamaño adecuado para cada aplicación
- Con las acreditadas características de DURAN<sup>®</sup>
- Con franja de Schellbach y graduaciones principales circulares
- Cumple la norma ISO 385
- Esterilizable en autoclave
- Cumple las directivas USP, EP y JP



Code	Description	Packaging
LLG07022042	Burette 10ml, straight stopcockDURAN, c	1 pz
LLG07022043	Burette 25ml, straight stopcockDURAN, c	1 pz
LLG07022044	Burette 50ml, straight stopcock,DURAN,	1 pz
LLG09270921	Burette 10ml, straight stopcockclass AS	1 pz
LLG09270922	Burette 25ml, straight stopcockclass AS	1 pz
LLG09270923	Burette 50ml, straight stopcockclass AS	1 pz
LLG09270924	Burette 100ml, straight stopcockclass A	1 pz
LLG09270925	Burette 100ml, straight stopcock,DURAN,	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

