



## Guía de luz flexible para fuentes de luz fría SCHOTT

Guía de luz flexible para fuentes de luz fría SCHOTT



Code	Description	Packaging
LLG09705168	Flexible light guide, 1-arm M-PVC, Ø /1	1 pz.
LLG09705225	Flexible light guide, 1-arm,length 600	1 pz.
LLG09705226	Flexible light guide, 2-arm,length 1000	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

