



Guía de luz flexible para fuentes de luz fría SCHOTT

A.KRÜSS Optronic

Guía de luz flexible para fuentes de luz fría SCHOTT

Para la iluminación intensiva, uniforme y sin sombras de muestras.



Code	Description	Packaging
LLG06254612	Annular ring light slim	1 pz.
LLG09705194	Split ring lamp "Standard" diam. 58 m	1 pz.
LLG09705195	Split ring lamp "Standard" diam. 66 m	1 pz.
LLG09705230	6-point ring lamp,diam. 66 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

