

**Medidor de pH/iones SevenCompact S220**

Mettler-Toledo Online

Medidor de pH/iones SevenCompact™ S220

La pantalla en color con sus iconos bien diseñados y los ajustes del menú en 10 idiomas hacen que el funcionamiento sea realmente intuitivo. Las aplicaciones van desde las mediciones de rutina hasta el análisis de muestras, el manejo de datos y el archivo de datos en cumplimiento de las normas GLP. Diseño simplemente innovador que cumple los requisitos de un medidor de pH/iones universal y de fácil manejo.

- Instrumento fácil de usar para usuarios exigentes
- Seguridad y alta reproducibilidad gracias a la Gestión Inteligente de Sensores (ISM®)
- Mejora de la calidad de las mediciones gracias al apoyo de calibración profesional
- Un paquete de servicios completo que incluye IQ/OQ
- Interfaces USB y RS232 integradas para el intercambio de datos

Material de suministro:

S220-Basic: Instrumento, portaelectrodos, cubierta protectora, instrucciones de uso, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba

S220-Kit: Como el S220-Basic, adicionalmente con InLab® Expert Pro-ISM, guía para mediciones de pH, 2 sobres de tampones para pH 4,01 / 7,00 / 9,21 / 10,00

S220-Bio: Como en el kit S220, pero con el kit de cable InLab® Routine Pro-ISM en lugar de InLab® Expert Pro-ISM

S220-U: Como el kit S220, pero con InLab® Versatile Pro en lugar de InLab® Expert Pro-ISM

S220-Micro: Como el Kit S220 pero con InLab® Ultra Micro en lugar de InLab® Expert Pro-ISM

S220-uMix: Como el kit S220 pero también incluyendo el agitador magnético uMix™

Especificaciones:

Rango de pH: -2,000 ... 20,000

Precisión relativa del pH: $\pm 0,002$

Resolución del pH definible por el usuario: 0,001 / 0,01 / 0,1

Rango mV: -2000,0 ... 2000,0

Precisión en relación con el mV: $\pm 0,2$

Resolución mV definible por el usuario: 0,1 / 1

Rango de concentración de iones: $1,00E-9$... $9,99E+9$

Precisión de la concentración de iones: $\pm 0,5\%$

Rango de temperatura

MTC: -30,0 ... 130,0°C

ATC: -5,0 ... 130,0°C

Precisión de la temperatura: $\pm 0,1^\circ\text{C}$

Pantalla: 4.3 pulgadas, TFT color

Fuente de alimentación: 9 ... 12 V / 10 W





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

