

**Medidor de conductividad SevenCompact™ S230**

Mettler-Toledo Online GmbH

Medidor de conductividad SevenCompact™ S230

La pantalla en color con sus iconos bien diseñados y los ajustes del menú en 10 idiomas hacen que el funcionamiento sea realmente intuitivo. Las aplicaciones van desde las mediciones de rutina hasta el análisis de muestras, el manejo de datos y el archivo de datos en cumplimiento de las normas BPL. Un diseño simplemente innovador que cumple con los requisitos de un medidor de conductividad universal y de fácil manejo.

- Instrumento fácil de usar para usuarios exigentes
- Seguridad y alta reproducibilidad gracias a la Gestión Inteligente de Sensores (ISM®)
- Mejora de la calidad de las mediciones gracias al apoyo de calibración profesional
- Un paquete de servicios completo que incluye IQ/OQ
- Interfaces USB y RS232 integradas para el intercambio de datos

Material de suministro:

S230 básico: Instrumento, portaelectrodos, cubierta protectora, instrucciones de uso, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba

Kit S230: Según el S230 básico, adicionalmente con el InLab® 731-ISM, guía para las mediciones de conductividad, 2 bolsitas de calibrado para 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 12,88 mS/cm

S230 USP/EP: Como en el kit S230, pero con InLab® 741-ISM en lugar de InLab® 731-ISM, sin sobres de calibración para 12,88 mS/cm

Especificaciones

Calibración: 13 predefinidas y 1 estándar definido por el usuario

Rango de conductividad: 0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 1000 mS/cm , escala automática

Precisión de la conductividad: $\pm 0,5\%$

Rango de salinidad: 0,00 ... 80,00 psu

Rango TDS: 0,00 mg/l ... 1000 g/l , escala automática

Rango de resistividad: 0,00 ... 100 $\text{M}\Omega\text{cm}$, escala automática

Rango para la conductividad de las cenizas: 0,000 ... 2022%, escala automática

Rango de temperatura

MTC: -30,0 ... 130,0 $^{\circ}\text{C}$

ATC: -5,0 ... 130,0 $^{\circ}\text{C}$

Precisión de la temperatura: $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pantalla: 4,3 pulgadas, TFT-pantalla de color

Fuente de alimentación: 9 ... 12 V / 10 W





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

