



**Abrazaderas para la fuente de luz fría KL 300 LED y el punto de luz EasyLED**

**Abrazaderas para la fuente de luz fría KL 300 LED y el punto de luz EasyLED**



Code	Description	Packaging
LLG06237972	Mounting clamp for Ø 32 mm for KL 200/1	1 pz.
LLG07910430	Mounting clamp for Ø 25 mm column,for/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

