

**Thermomixer calentador MHR 23 / MHL 23****Hettich Benelux B.V.****Thermomixer calentador MHR 23 / MHL 23**

Los agitadores termostatzados sirven para atemperar y mezclar las soluciones en tubos de ensayo cerrados y placas. Disponen de un margen de temperatura muy amplio así como múltiples posibilidades de programación.

Nuestro bestseller de aplicación universal

Capacidad doble.

Especificaciones:

Margen de temperatura de trabajo: Ambiente +3°C hasta +130°C

Margen de temperatura ajustable: 0°C a +137°C

Exactitud /resolución: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ / 0.1°C

Tiempo de calentamiento max.: 9.5°C / min

Frecuencia de agitación MHR 23:

Frecuencia de agitación MHL 23: 200rpm a 1500rpm

200rpm a 1300rpm

Orbita MHR 23:

Orbita MHL 23: 3 mm orbital

Dimensiones (AnxAlt x L): 220 x 330 x 109 mm

Capacidad: 2 bloques intercambiables (no están incluidos)

Peso: 7,0 kg

Potencia eléctrica: 350 W

Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

Smart Control: 30 pasos de programa, mezcla corta, agitación a intervalos



Code	Description	Packaging
LLG09777206	Heating thermomixer MHR 23round shaking	1 pz.
LLG09777210	Heating thermomixer MHL 23linear shakin	1 pz.
LLG09777277	Heating thermomixer MHR 23 UKround shak	1 pz.
LLG09777278	Heating thermomixer MHR 23 CHround shak	1 pz.
LLG09777281	Heating thermomixer MHL 23 UKlinear sha	1 pz.
LLG09777282	Heating thermomixer MHL 23 CHlinear sha	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

