

**Thermomixer calentador MHR 23 / MHL 23**

Hettich Benelux B.V.

**Thermomixer calentador MHR 23 / MHL 23**

Los agitadores termostatizados sirven para atemperar y mezclar las soluciones en tubos de ensayo cerrados y placas. Disponen de un margen de temperatura muy amplio así como múltiples posibilidades de programación.

Nuestro bestseller de aplicación universal  
Capacidad doble.

**Especificaciones:**

**Margen de temperatura de trabajo: Ambiente +3°C hasta +130°C**

**Margen de temperatura ajustable: 0°C a +137°C**

**Exactitud /resolución: ±0.1°C / 0.1°C**

**Tiempo de calentamiento max.: 9.5°C / min**

**Frecuencia de agitación MHR 23:**

**Frecuencia de agitación MHL 23: 200rpm a 1500rpm  
200rpm a 1300rpm**

**Orbita MHR 23:**

**Orbita MHL 23: 3 mm orbital**

**Dimensiones (AnxAltxL): 220 x 330 x 109 mm**

**Capacidad: 2 bloques intercambiables (no están incluidos)**

**Peso: 7,0 kg**

**Potencia eléctrica: 350 W**

**Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz**

**Smart Control: 30 pasos de programa, mezcla corta, agitación a intervalos**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09777206 | Heating thermomixer MHR 23round shaking | 1 pz.     |
| LLG09777210 | Heating thermomixer MHL 23linear shakin | 1 pz.     |
| LLG09777277 | Heating thermomixer MHR 23 UKround shak | 1 pz.     |
| LLG09777278 | Heating thermomixer MHR 23 CHround shak | 1 pz.     |
| LLG09777281 | Heating thermomixer MHL 23 UKlinear sha | 1 pz.     |
| LLG09777282 | Heating thermomixer MHL 23 CHlinear sha | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

