

**Thermomixer calentador MHR 13**

Hettich Benelux B.V.

**Thermomixer calentador MHR 13**

Los agitadores termostatzados sirven para atemperar y mezclar las soluciones en tubos de ensayo cerrados y placas. Disponen de un margen de temperatura muy amplio así como múltiples posibilidades de programación.

Tiempo de calentamiento extremadamente corto

Exactitud máxima: desviación máxima 0,1°C

**Especificaciones:**

**Margen de la temperatura de trabajo: Temperatura ambiente +3°C hasta +130°C**

**Margen de temperatura ajustable: 0°C a +137°C**

**Exactitud/resolución: ±0.1°C / 0.1°C**

**Tiempo de calentamiento max: 11.5°C / min**

**Frecuencia de agitación MHR 11:**

**Frecuencia de agitación MHR 13: 80rpm a 1500rpm  
200 rpm a 1500rpm**

**©rbita: 3 mm orbital**

**Dimensiones (AnxALtxL): 220 x 330 x 109 mm**

**Capacidad: 1 bloque intercambiable (no incluidos)**

**Peso: 6.5 kg**

**Potencia eléctrica de calentamiento: 200 W**

**Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz**

**Easy Control MHR 11: Cronómetro 19h 59 min, cursor para la frecuencia de agitación**

**Smart Control MHR 13: 30 pasos de programa, mezcla corta, intervalo de agitación**



Code	Description	Packaging
LLG09777204	Heating thermomixer MHR 13roun shaking	1 pz.
LLG09777275	Heating thermomixer MHR 13 UKround shak	1 pz.
LLG09777276	Heating thermomixer MHR 13 CHround shak	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

