

**Thermomixer calentador MHR 13**

Hettich Benelux B.V.

Thermomixer calentador MHR 13

Los agitadores termostatzados sirven para atemperar y mezclar las soluciones en tubos de ensayo cerrados y placas. Disponen de un margen de temperatura muy amplio así como múltiples posibilidades de programación.

Tiempo de calentamiento extremadamente corto

Exactitud máxima: desviación máxima 0,1°C

Especificaciones:

Margen de la temperatura de trabajo: Temperatura ambiente +3°C hasta +130°C

Margen de temperatura ajustable: 0°C a +137°C

Exactitud/resolución: ±0.1°C / 0.1°C

Tiempo de calentamiento max: 11.5°C / min

Frecuencia de agitación MHR 11:

**Frecuencia de agitación MHR 13: 80rpm a 1500rpm
200 rpm a 1500rpm**

©rbita: 3 mm orbital

Dimensiones (AnxALtxL): 220 x 330 x 109 mm

Capacidad: 1 bloque intercambiable (no incluidos)

Peso: 6.5 kg

Potencia eléctrica de calentamiento: 200 W

Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

Easy Control MHR 11: Cronómetro 19h 59 min, cursor para la frecuencia de agitación

Smart Control MHR 13: 30 pasos de programa, mezcla corta, intervalo de agitación



Code	Description	Packaging
LLG09777204	Heating thermomixer MHR 13roun shaking	1 pz.
LLG09777275	Heating thermomixer MHR 13 UKround shak	1 pz.
LLG09777276	Heating thermomixer MHR 13 CHround shak	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

