

**Termostatos de bloques TH21/ TK 23**

Hettich Benelux B.V.

**Termostatos de bloques TH21/ TK 23**

Los termostatos de bloques se utilizan para atemperar las soluciones en tubos de ensayo cerrados y placas. Destacan debido a su exactitud a alta temperatura así como a la variedad de campos de aplicación gracias a más de 30 bloques intercambiables distintos.

**Especificaciones de los termostatos: Bloque de calentamiento TH 21 //**

**Bloque de calentamiento/enfriamiento TK 23**

**Margen de temperatura de trabajo: Amb. +3°C hasta +130°C // Amb. -16°C hasta +90°C**

**Margen de ajuste de la temperatura: 0°C hasta +137°C // -10°C hasta +105°C**

**Exactitud/resolución: ± 0,1°C / 0,1°C // ± 0,3°C / 0,1°C**

**Velocidad max. de calentamiento: 9,5°C / min // 4°C / min**

**Velocidad max. de enfriamiento: -- // 7°C / min**

**Dimensiones (AnxAlt x L): 220 x 330 x 109 mm // 220 x 330 x 144 mm**

**Capacidad: 2 bloques de recambio (no incluidos)**

**Peso (con bloque/bloques): aprox. 7.5 kg**

**Potencia de calentamiento/enfriamiento: 130 W**

**Conexión a la red: 230 V, 50 Hz**

**Control fácil// Control inteligente: Cronómetro 19h 59 min//30 pasos de programa**



Code	Description	Packaging
LLG09777212	Cooling block thermostate TK 23for 2 bl	1 pz.
LLG09777214	Heating block thermostate TH 21for 2 bl	1 pz.
LLG09777283	Cooling block thermostate TK 23 UKfor 2	1 pz.
LLG09777284	Cooling block thermostate TK 23 CHfor 2	1 pz.
LLG09777285	Heating block thermostate TH 21 UKfor 2	1 pz.
LLG09777286	Heating block thermostate TH 21 CHfor 2	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

