

**Sistema de aspiración de seguridad Series AE y AK**

Hettich Benelux B.V.

Sistema de aspiración de seguridad Series AE y AK

Los sistemas de aspiración de seguridad del vacío DITABIS son para la aspiración o succión controlada de líquidos de los recipientes convencionales del laboratorio como las cubetas, tubos, placas de microtitulación, cápsulas de Petri, frascos Roller etc.

Los sistemas son asimismo adecuados para la eliminación de residuos líquidos químicos y biológicos así como para el filtrado de líquidos, mediante el empleo de sistemas de filtrado.

Sistema de aspiración para una conexión de vacío existente en el laboratorio

Material de suministro

- Botella de 2 l y de 4 l que incluye mecanismos de cierre rápido, filtro, pieza de aireación y 3 m de tubo de silicona
- AK 02/04 con soporte para frascos y asa manual



Code	Description	Packaging
LLG09777173	Safety suction unit AE 022 ltr.-bottle	1 pz.
LLG09777174	Safety suction basin AE 044 ltr. bottle	1 pz.
LLG09777227	Safety suction unit AK 02comfort, 2 ltr	1 pz.
LLG09777228	Safety suction unit AK 04comfort, 4 ltr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

