

**Sistema de aspiración de seguridad Series AE y AK****Hettich Benelux B.V.****Sistema de aspiración de seguridad Series AE y AK**

Los sistemas de aspiración de seguridad del vacío DITABIS son para la aspiración o succión controlada de líquidos de los recipientes convencionales del laboratorio como las cubetas, tubos, placas de microtitulación, cápsulas de Petri, frascos Roller etc.

Los sistemas son asimismo adecuados para la eliminación de residuos líquidos químicos y biológicos así como para el filtrado de líquidos, mediante el empleo de sistemas de filtrado.

Sistema de aspiración para una conexión de vacío existente en el laboratorio

Material de suministro

- Botella de 2 l y de 4 l que incluye mecanismos de cierre rápido, filtro, pieza de aireación y 3 m de tubo de silicona
- AK 02/04 con soporte para frascos y asa manual



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09777173 | Safety suction unit AE 022 ltr.-bottle  | 1 pz.     |
| LLG09777174 | Safety suction basin AE 044 ltr. bottle | 1 pz.     |
| LLG09777227 | Safety suction unit AK 02comfort, 2 ltr | 1 pz.     |
| LLG09777228 | Safety suction unit AK 04comfort, 4 ltr | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

