

**Embudo de seguridad con válvula de bola, blanco, HDPE****Scat****Embudo de seguridad con válvula de bola, blanco, HDPE**

El embudo de seguridad con válvula de bola se cierra automáticamente tras descargar el líquido y evita la evaporación de vapores de disolventes peligrosos. Con tamiz extraíble para recoger las varillas agitadoras y las sustancias sólidas durante la descarga de líquido.

-HDPE resistente a químicos

-Con tamiz extraíble para una limpieza fácil

-Diámetro del embudo 180 mm

-Diferentes tamaños de rosca con tapa de rotación libre

-Con protección en caso de salpicaduras para una descarga segura

-Lanza de seguridad para una fluidez limpia sin contaminar la abertura del recipiente, longitud de la lanza: 200 mm

-Los embudos de seguridad negros están hechos de HDPE conductor electrostático y se suministran con un cable de tierra.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

