

**Agitador suspendido DLH**

Agitadores suspendidos robustos para líquidos de baja a alta viscosidad. Con protección contra sobrecarga, sobretensión y sobrecorriente.

- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática de los cambios de viscosidad
- Control electrónico de velocidad
- Arranque suave para evitar salpicaduras y ampollas
- Carcasa resistente a los productos químicos y a la corrosión
- Detección de bloqueo con función de desconexión
- No se necesita ninguna herramienta para el montaje de la herramienta de agitación

Potente agitador de hélice con pantalla para agitar medios de viscosidad media a alta hasta 50000 mPas.

- La pantalla muestra todos los parámetros importantes
- Temporizador con apagado automático

Especificaciones

Volumen (H₂O): 40 l

Viscosidad (máx.): 50000 mPas

Rango de velocidad:

Potencia nominal: 50 ... 2000 min⁻¹

190 W

Par (máx.):

Rango de sujeción:

Temporizador: 80 Ncm

Ø 1 10 mm

hasta 999:59 min.

Pantalla: Digital

Dimensiones (An x L x Alt): 80 x 196 x 230 mm

Peso:

Código IP: 3,0 kg

IP 40

Fuente de alimentación: 110 ...230 V, 50/60 Hz

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG04666673	DLH Overhead Stirrer 110-230V/50-60Hz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

