

**Agitador suspendido DLH**

Velp Scientifica SRL

**Agitador suspendido DLH**

Agitadores suspendidos robustos para líquidos de baja a alta viscosidad. Con protección contra sobrecarga, sobretemperatura y sobreintensidad.

-Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática de los cambios de viscosidad

-Control electrónico de velocidad

-Arranque suave para evitar salpicaduras y ampollas

-Carcasa resistente a los productos químicos y a la corrosión

-Detección de bloqueo con función de desconexión

-No se necesita ninguna herramienta para el montaje de la herramienta de agitación

Potente agitador de hélice con pantalla para agitar medios de viscosidad media a alta hasta 50000 mPas.

-La pantalla muestra todos los parámetros importantes

-Temporizador con apagado automático

**Especificaciones**

**Volumen (H<sub>2</sub>O): 40 l**

**Viscosidad (máx.): 50000 mPas**

**Rango de velocidad:**

**Potencia nominal: 50 ... 2000 min<sup>-1</sup>**

**190 W**

**Par (máx.):**

**Rango de sujeción:**

**Temporizador: 80 Ncm**

**Ø 1 ... 10 mm**

**hasta 999:59 min.**

**Pantalla: Digital**

**Dimensiones (An x L x Alt): 80 x 196 x 230 mm**

**Peso:**

**Código IP: 3,0 kg**

**IP 40**

**Fuente de alimentación: 110 ...230 V, 50/60 Hz**

**Garantía: 3 años**



Code	Description	Packaging
LLG04666673	DLH Overhead Stirrer 110-230V/50-60Hz	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

