

**Agitador suspendido DLS**

Velp Scientifica SRL

**Agitador suspendido DLS**

Agitadores suspendidos robustos para líquidos de baja a alta viscosidad. Con protección contra sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento.

-Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática de los cambios de viscosidad

-Control electrónico de velocidad

-Arranque suave para evitar salpicaduras y ampollas

-Carcasa resistente a los productos químicos y a la corrosión

-Detección de bloqueo con función de desconexión

-No se necesita ninguna herramienta para el montaje de la herramienta de agitación

Potente agitador suspendido con pantalla para agitar medios de baja y media viscosidad hasta 25000 mPas.

-La pantalla muestra todos los parámetros importantes

-Temporizador con apagado automático

**También disponible como set con varilla de soporte y base, abrazadera doble y eje agitador con hélice**

**Especificaciones**

**Volumen (H<sub>2</sub>O): 25 l**

**Viscosidad (máx.): 25000 mPas**

**Rango de velocidad:**

**Potencia nominal: 50 ... 2000 min<sup>-1</sup>**

**120 W**

**Par de torsión (máx.):**

**Rango de sujeción:**

**Temporizador: 40 Ncm**

**Ø 1 .... 10 mm**

**hasta 999:59 min**

**Pantalla: Digital**

**Dimensiones (An x L x Alt): 80 x 196 x 215 mm**

**Peso:**

**Código IP: 2,5 kg**

**IP 40**

**Fuente de alimentación: 10 ...230 V, 50/60 Hz**

**Garantía: 3 años**



Code	Description	Packaging
LLG04666671	DLS Overhead Stirrer 110-230V/50-60Hz	1 pz.
LLG04666712	DLS System with Support and Stirring Sha	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

