

**Agitador suspendido DLS****Velp Scientifica SRL****Agitador suspendido DLS**

Agitadores suspendidos robustos para líquidos de baja a alta viscosidad. Con protección contra sobrecarga, sobretemperatura y sobreintensidad.

-Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática de los cambios de viscosidad

-Control electrónico de velocidad

-Arranque suave para evitar salpicaduras y ampollas

-Carcasa resistente a los productos químicos y a la corrosión

-Detección de bloqueo con función de desconexión

-No se necesita ninguna herramienta para el montaje de la herramienta de agitación

Potente agitador suspendido con pantalla para agitar medios de baja y media viscosidad hasta 25000 mPas.

-La pantalla muestra todos los parámetros importantes

-Temporizador con apagado automático

También disponible como set con varilla de soporte y base, abrazadera doble y eje agitador con hélice

Especificaciones

Volumen (H₂O): 25 l

Viscosidad (máx.): 25000 mPas

Rango de velocidad:

Potencia nominal: 50 ... 2000 min⁻¹

120 W

Par de torsión (máx.):

Rango de sujeción:

Temporizador: 40 Ncm

Ø 1 10 mm

hasta 999:59 min

Pantalla: Digital

Dimensiones (An x L x Alt): 80 x 196 x 215 mm

Peso:

Código IP: 2,5 kg

IP 40

Fuente de alimentación: 10 ...230 V, 50/60 Hz

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG04666671	DLS Overhead Stirrer 110-230V/50-60Hz	1 pz.
LLG04666712	DLS System with Support and Stirring Sha	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

