



## Cestas y carros para termodesinfectadoras de laboratorio Miele

### Cestas y carros para termodesinfectadoras de laboratorio Miele

Carga fácil:

- Nuevo sistema de inyección para todos los módulos de inyección comunes y un gran número de soportes de carga adicionales
- Uso óptimo del espacio vertical disponible
- Particularmente rápido y simple disposición de la carga
- Limpieza interna exhaustiva de los artículos de vidrio de todas las formas y tamaños
- Sujeción segura y protección excepcional del material durante el ciclo de lavado



Code	Description	Packaging
LLG06266437	Upper basket/Module A 100 for max. 2 in	1 pz.
LLG06266438	Upper basket/mount A 101 front wall ope	1 pezzo
LLG06266439	Upper basket/mount A 102 front wall ope	1 pz.
LLG06266440	Upper basket/mount A 103 front wall ope	1 pz.
LLG06266441	Lower basket/Module A 150 for max. 2 in	1 pezzo
LLG06266442	Lower basket/Module A 151 for DIN-sieve	1 ud



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

