

**Registrador de datos PDF de alta precisión EBI 310****ebro****Registrador de datos PDF de alta precisión EBI 310**

Registrador de datos PDF con diferentes sensores de temperatura. Comparado con el EBI 300, el EBI 310 se caracteriza por medir en intervalos cortos y tener una elevada capacidad de almacenaje.

- Creación automática de un informe en pdf con valores de temperatura/tiempo
- Transporte de fármacos, inoculantes, productos sanguíneos y productos primarios
- Transporte de productos sensibles a la temperatura
- Almacenamiento de muestras de referencia en neveras y congeladores
- "Principio del semáforo" por límite excedido
- Procedimientos IQ/OQ mediante un software estandarizado, con posibilidad de generar informes
- GMP, conforme a la ley farmacéutica; EN 12830, ATP, cumple VO(EG) 37/205, conforme a 21 CFR parte 11 (Winlog.basic)
- Programable mediante el configurador online en www.ebi300.com

EBI 310: registrador de datos con sensor interno de temperatura

EBI 310 TE: registrador con sensor externo de la temperatura, el sensor interno puede usarse de forma adicional. Mediciones en el rango de temperaturas altas y bajas

EBI 310 TH: registrador con sensor externo de la temperatura, el sensor interno puede usarse de forma adicional. Permite monitorizar la humedad relativa en almacenes y transporte

EBI 310 TX: registrador con un adaptador dual para dos sensores de temperatura intercambiables (no incluidos en el suministro), el sensor interno puede usarse de forma adicional

Especificaciones**Temperatura ambiente:**

Rango de medición de temp. EBI 310 / 310 TH:

Rango de medición de temp. EBI 310 TE: -30 a +75°C

-30 a +75 °C

-200 a +250 °C

Rango de medición de la humedad EBI 310 TH: 0 a 100 % rh

Precisión de la temperatura: $\pm 0,2$ °C (-30 a +30 °C); ± 0.5 °C



para el rango restante

Precisión de la humedad EBI 310 TH: $\pm 3\%$ (10 a 90 % rh)

Resolución temperatura / humedad: 0,1 °C / 0,1 % rh

Capacidad de memoria:

Sensor: 120.000 mediciones

Pt1000/NTC

Vida útil de la batería: hasta 2 años

Periodo de medición: 1 s a 24 h

Retraso máximo de inicio: 72 h

Material de la carcasa: policarbonato

Modos de medición: Start/Stop, medición continua, inicio al pulsar un botón

Alarmas: 5 valores

Peso: 35 g

Grado de protección: IP 65

Code	Description	Packaging
LLG06266912	Humidity logger EBI 310 THincl. humidi	1 pz.
LLG06266913	Temperature logger EBI 310 TEincl. temp	1 pz.
LLG07643731	USB-Temperature logger EBI 310 TX	1 pz.
LLG09908098	USB-Logger EBI 310Pt1000, -30...+75°C	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

