

**Medidor de pH LLG 7**

LLG Labware

**Medidor de pH LLG 7**

El medidor de pH LLG 7 es un instrumento de sobremesa robusto y fácil de usar para medir el pH y el potencial redox. La gran pantalla táctil a color y la interfaz de usuario intuitiva e independiente del idioma garantizan un uso rápido y sencillo. Especialmente adecuado para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.

**-Disponible como set con electrodo combinado de gel ("Made in Germany") con sensor de temperatura**

- Gran pantalla táctil a color con interfaz gráfica de usuario independiente del idioma
- Compensación automática de temperatura
- Memoria para 500 valores
- Calibración de 3 puntos
- Función de recordatorio para las próximas calibraciones
- Conexión BNC para el electrodo
- Interfaz RS232 para la transferencia de datos
- El portaelectrodos se puede montar a la izquierda y a la derecha

**Material de suministro:**

**Medidor pH LLG 7:** medidor de pH, portaelectrodos, cubierta protectora, fuente de alimentación

**Set medidor pH LLG 7:** medidor de pH, electrodo combinado, portaelectrodos, cubierta protectora, fuente de alimentación

**Especificaciones**

**Rango de pH:** 0 ... 14

**Resolución del pH:** 0,01

**Precisión del pH:**  $\pm 0,01$

**Rango de temperatura del electrodo:** 0 ... 80 °C

**Dimensiones (An x L x Alt):** 180 x 240 x 80 mm

**Peso:** 0,7 kg

**Fuente de alimentación:** 9 V DC/1A

**Grado de protección:** IP 54

**Garantía:** 3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263600	LLG-pH Meter 7	1 pz.
LLG06263601	set LLG-pH Meter 7	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

