

**Medidor de pH LLG 7****LLG Labware****Medidor de pH LLG 7**

El medidor de pH LLG 7 es un instrumento de sobremesa robusto y fácil de usar para medir el pH y el potencial redox. La gran pantalla táctil a color y la interfaz de usuario intuitiva e independiente del idioma garantizan un uso rápido y sencillo. Especialmente adecuado para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.

-Disponible como set con electrodo combinado de gel ("Made in Germany") con sensor de temperatura

- Gran pantalla táctil a color con interfaz gráfica de usuario independiente del idioma
- Compensación automática de temperatura
- Memoria para 500 valores
- Calibración de 3 puntos
- Función de recordatorio para las próximas calibraciones
- Conexión BNC para el electrodo
- Interfaz RS232 para la transferencia de datos
- El portaelectrodos se puede montar a la izquierda y a la derecha

Material de suministro:

Medidor pH LLG 7: medidor de pH, portaelectrodos, cubierta protectora, fuente de alimentación

Set medidor pH LLG 7: medidor de pH, electrodo combinado, portaelectrodos, cubierta protectora, fuente de alimentación

Especificaciones

Rango de pH: 0 ... 14

Resolución del pH: 0,01

Precisión del pH: $\pm 0,01$

Rango de temperatura del electrodo: 0 ... 80 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 180 x 240 x 80 mm

Peso: 0,7 kg

Fuente de alimentación: 9 V DC/1A

Grado de protección: IP 54

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263600	LLG-pH Meter 7	1 pz.
LLG06263601	set LLG-pH Meter 7	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

