

**Soportes o gradillas flotantes PrepSafe para tubos de microcentrífuga, PP****Bel-Art Products****Soportes o gradillas flotantes PrepSafe™ para tubos de microcentrífuga, PP**

Tiras de sujeción individuales protegen las muestras evitando que se desplacen y contaminen. Los tubos de ensayo quedan fijados mediante las tiras y se asegura la tapa de las muestras en caso de inmersión. Para el uso en baños de agua y hielo o bien sobre la superficie de trabajo.

- Posiciones numeradas para 12 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml o 2,0 ml
- Con asa manual para elevación simple del bastidor sin mover las muestras
- Con pies estables para una fijación segura
- Se adapta con un diámetro externo de 95 mm en el recipiente de 1000ml
- Con pieza vorticial reductora para vortices simultáneos de todas las muestras en la gradilla
- Esterilizable en autoclave a 121 °C



Code	Description	Packaging
LLG09400996	BEL-ART Mini floating racks PrepSafeFor	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

