

**Electrodo de pH LLG con electrolito de gel****LLG Labware****Electrodo de pH LLG con electrolito de gel**

Electrodo combinado de bajo mantenimiento con sensor de temperatura integrado, eje de plástico robusto y electrolito de gel.

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 14

Sensor de temperatura: NTC 30 kW

Electrolito: Gel

Longitud/Ø: 120/12 mm

Longitud del cable: 1 m



Code	Description	Packaging
LLG06263602	pH-electrode for LLG-pH meter 7	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

