

**Electrodo de pH LLG con electrolito de gel****LLG Labware****Electrodo de pH LLG con electrolito de gel**

Electrodo combinado de bajo mantenimiento con sensor de temperatura integrado, eje de plástico robusto y electrolito de gel.

**Especificaciones**

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 14

Sensor de temperatura: NTC 30 kW

Electrolito: Gel

Longitud/Ø: 120/12 mm

Longitud del cable: 1 m



Code	Description	Packaging
LLG06263602	pH-electrode for LLG-pH meter 7	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

