

**Jarras graduadas, PP, graduaciones moldeadas****VITLAB****Jarras graduadas, PP, graduaciones moldeadas**

Altamente transparentes. Con escala en relieve, pico y mango estable y fácil de agarrar. Autoclavables a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285. Aptas para alimentos (aptas para el contacto con productos alimenticios según el Reglamento (CE) nº 10/2011). Para conservar las marcas, no limpiar a temperaturas superiores a 60 °C. Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285. Para el autoclave, recomendamos el diseño con graduaciones en relieve.



Code	Description	Packaging
LLG07008967	Measuring jugs, 250 ml, PPMoulded gradu	1 pz.
LLG07008969	Measuring jugs, 500 ml. PPMoulded gradu	1 pz.
LLG07008971	Measuring jugs 1000mlgrad. -ATO-	1 pz.
LLG07008973	Measuring jugs, 2000ml, PPMoulded gradu	1 pz.
LLG07008975	Measuring jugs, 3000ml, PPMoulded gradu	1 pz.
LLG07008976	Measuring beakers, 5000ml, PPMoulded gr	1 pz.
LLG07008977	Measuring jugs, 50ml, PP,moulded gradua	1 pz.
LLG07008978	Measuring jugs, 100ml, PPMoulded gradua	1 pz.
LLG09275748	Measuring jugs 250 ml PPMoulded graduat	1 pz.
LLG09275772	Measuring jugs 50mlPP with moulded grad	1 pz.
LLG09275773	Measuring jugs, 100mlIPP with moulded gr	1 pz.
LLG09275775	Measuring jugs, PP blue graduationembos	1 pz.
LLG09275776	Measuring jugs 1000mlIPP with embossed g	1 pz.
LLG09275777	Measuring jugs, 2000ml PP withblue moul	1 pz.
LLG09275778	Measuring jugs 3000ml, PPwith blue moul	1 pz.
LLG09275779	Measuring jugs 5000ml, PP, withblue mou	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

