



Cajas criogénicas, tapa invertida con altura variable, PP, 133 x 133

Ratiolab

**Cajas criogénicas, tapa invertida con altura variable, PP, 133 x 133**

- Altura adaptable de 50 mm a 75 mm, haciendo girar la tapa 90°
- 9 x 9 casillas, 10 x 10 casillas
- Lugares con código numérico (excepto la caja negra)
- Orificios de drenaje en la base para líquido de condensación
- Esterilizables en autoclave, resistentes a temperaturas de -90 °C a 121 °C



<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG09405840	Cryo boxes, PP, 133x133x50/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405841	Cryo boxes, PP, 133x133x50/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405842	Cryo boxes, PP, 133x133x50/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405843	Cryo boxes, PP, 133x133x50/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405844	Cryo boxes, PP, 133x133x50/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405845	Cryo boxes, PP, 133x133x50/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405846	Cryo boxes, PP, 133x133x50/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405847	Cryo boxes, PP, 133x133x52/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405848	Cryo boxes, PP, 133x133x52/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405849	Cryo boxes, PP, 133x133x52/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405850	Cryo boxes, PP, 133x133x52/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405851	Cryo boxes, PP, 133x133x52/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405852	Cryo boxes, PP, 133x133x52/75mm grid /5	5 pz.
LLG09405855	Cryo boxes, PP, 133x133x52/75mm grid /5	5 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

