

**Delantal de trabajo y protección química LLG Guttasyn®, PVC/PE****LLG Labware****Delantal de trabajo y protección química LLG Guttasyn®, PVC/PE**

Fabricado en PVC con reverso de PE. Espesor del material: 0,5 mm. Cintas laterales y de cuello fabricadas en tejido plástico y fijadas al delantal con ojales de PVC soldados. Superficie de PVC fácil de limpiar, higiénica y repelente a la suciedad. Los líquidos no se absorben, sino que drenan de la superficie. Lavar a máquina a 60 °C. Color: blanco. Según 89/686/EWG (Cat. III), EN 467 y EN 14605:2005.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

