

**Paquete para la electroforesis en gel omniPAGE TETRAD Mini-Set**

La cámara para la electroforesis en gel OmniPAGE Mini es adecuada para el tratamiento en paralelo de hasta 4 geles con sus respectivas 20 muestras. La cámara es fácil de manejar, a prueba de filtraciones y garantiza un enfriamiento muy eficiente. Para geles autofundidos y todo tipo de geles preparados de 8 x 10 o bien 10 x 10 cm.

Suministrado con:

- omniPAGE Mini, 10 x 10 cm Dual
- 1 accesorio CVS10DIRM PAGE, pinza de deslizamiento
- 1 soporte para fundición externa CVS10EXCASTER
- 1 cámara VS10TANK
- 1 tapa VS10LID
- 1 placa blanca VS10DP
- 1 juego de cables de electroforesis CSL-CAB , negro y rojo
- 2 placas de vidrio planas VS10PGS1 con espaciador unido de 1mm (paquete de 2)
- 2 placas de vidrio con entalladuras VS10NG (paquete de 2)
- 2 placas de vidrio con entalladuras VS10NGS1 y espaciador de 1mm (paquete de 2)
- 4 peines de muestras VS10-12-1 = 4x 12 , 1mm de grosor
- 1 base de fundición VS10DCAST con estera de fundición



Code	Description	Packaging
LLG07930246	Pack cuve électrophorèse omniPAGE TETRA	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

