

**Lámparas incidentes LED IL1 / IL1-Lab**

Starlight Opto-Electronics

Lámparas incidentes LED IL1 / IL1-Lab

Negras. El concepto modul-LED® permite un cambio rápido de la fuente de luz. Para uso en la industria y la ciencia. Las lámparas de incidentes LED están disponibles en versiones de 1 brazo, 2 brazos y con tapas roscadas y vidrio de protección de borosilicato. Los módulos deben pedirse por separado.

- Control de brillo con función de memoria
- Iluminación flexible gracias a los brazos semirrígidos
- Iluminación sin parpadeos para fotografía y vídeo
- Sólida carcasa de aluminio

Material de suministro: Lámpara incidente LED IL1, fuente de alimentación multiadaptador (UE, Reino Unido, EE.UU.), manual de usuario

Especificaciones

Iluminación: Módulo LED de 3 W 21 mm

Control de brillo: 0 - 100 %

Ø de la barra de fijación: 12 mm

Dimensiones de la unidad de control (An x L x Alt): 40 x 80 x 37 mm

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04668073	LED Incident Lamp 1-armed, arm length 45	1 pz
LLG04668074	LED Incident Lamp 1-armed, arm length 600	1 pz
LLG04668075	LED Incident Lamp 2-armed, arm length 45	1 pz
LLG04668076	LED Incident Lamp 2-armed, arm length 60	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

