



Escalera plegable K80

Hailo-Werk

Escalera plegable K80

Fabricada en aluminio, con peldaños de acero de 30 x 21 cm y alfombrillas antideslizantes.

Plegable hasta 5 cm de ancho.

-Se mantiene de pie de forma segura gracias a la base antideslizante que se levanta sobre toda la superficie.

-Mecanismo de seguridad plegable (cierre de seguridad)

-Soporte para tubo cuadrado ergonómico

-Se puede cargar hasta 150 kg



Code	Description	Packaging
LLG04668331	Step ladder K60, 2 steps Alu, anti-slip-	1 pz.
LLG07623704	Folding steps K80, height 69, 3 steps	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

