

**Balanzas de precisión PR**

Las balanzas de precisión PR combinan las funciones básicas de pesaje, pesaje, recuento de piezas y pesaje porcentual con un rendimiento competitivo, proporcionando una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de laboratorio, industriales y educativas.

- Pantalla LCD retroiluminada
- 4 teclas rápidas para facilitar la operación de múltiples modos de pesaje
- Interfaz RS 232
- Puntos de calibración de intervalo seleccionables por el usuario
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable desmontable
- Gancho de pesaje integrado
- Auto-tara
- Indicador de sobrecarga, subcarga y estabilidad

**A tener en cuenta:**

Los modelos con código extra /E con calibración externa, todos los demás modelos con calibración interna, los modelos con código extra M son instrumentos aprobados según EN 45501; OIML R76.

**Especificaciones**

**Temperatura ambiente admisible: 10 ... 30 °C**

**Placa de pesaje (Ø): 180 mm**

**Dimensiones (An x L x Alt): 201 x 317 x 93 mm**

**Peso: 3,5 kg**

**Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG04668286	Precision Balance PR4202	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

