



## Delantal criogénico T-Cryo Light

### Delantal criogénico T-Cryo Light

Impermeable. Adecuado para todas las aplicaciones de laboratorio que utilizan nitrógeno líquido u otros gases criogénicos. Hecho de un tejido compuesto especial, extra duradero y recubierto. Testado en contacto con nitrógeno líquido (-195,82 °C) durante un minuto y con una prueba de flexibilidad posterior (método RCT). Con cierres de clip ajustables. Según norma EN 511, EN 388, **CAT. III**



Code	Description	Packaging
LLG04668440	Protective apron T-Cryo Light Cryogenic,	1 pz.
LLG04668441	Protective apron T-Cryo Light Cryogenic,	1 pz.
LLG04668442	Protective apron T-Cryo Light Cryogenic,	1 pz.
LLG06283413	Protective apron T-Cryo Light Cryogenic,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

