

**Pipeta eléctrica LLG Plus****LLG Labware****Pipeta eléctrica LLG Plus**

Ergonómica y precisa - la pipeta eléctrica sin cable y ligera LLG *Plus* permite un pipeteado rápido y exacto con pipetas de vidrio y plástico.

- Carcasa resistente a los rayos UV
- Pipeteo a prueba de fatiga debido a la forma ergonómica del mango
- Adecuada para zurdos y diestros
- Los filtros intercambiables protegen el mecanismo del dispositivo de la contaminación
- Pantalla LED con indicador de velocidad: Modo alto, bajo o gravedad (para el flujo de líquido libre sin funcionamiento de la unidad)
- 5 piezas autoclavables de diferentes colores y un área de etiquetado que permite la personalización de la pipeta
- Impulsor extremadamente silencioso y poderoso
- Indicador LED de batería baja

Material de suministro: Cargador (5 V micro USB), batería de Li-Ion, 5 piezas de color, 3 filtros de membrana, adaptador para pipetas de 1 ml, soporte de mesa, montaje magnético en la pared.

Especificaciones

Filtros de membrana: PTFE/diám. 25 mm/0,45 µm

Capacidad: pipetas de vidrio y de plástico de 1 a 100 ml

Cabezal: polipropileno, autoclavable

Dimensiones: 15 x 152 x 41 mm

Peso: aprox. 200 g

Fuente de alimentación: batería recargable de iones de litio, 8 horas de funcionamiento continuo

Garantía: 1 año



Code	Description	Packaging
LLG06267647	LLG-Replacement accu for pipetting he/1	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

