

**Analizador halógeno de humedad DBS 60-3****Kern & Sohn****Analizador halógeno de humedad DBS 60-3**

Moderno analizador de humedad con 10 memorias y pantalla gráfica

-Calefactor de vidrio de cuarzo halógeno 400 W

-Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 15 mm: Tiempo de secado anterior, temperatura actual, unidad de visualización de los resultados, contenido de humedad actual en %, modo de secado/visualización del estado de secado

-Ventana de observación sobre la muestra, útil durante el ajuste inicial

-Memoria interna para la secuencia automática de 10 programas de secado y 100 procesos de secado realizados

-El último valor medido permanece en la pantalla hasta que es sustituido por una nueva medición

-Descripción de la muestra para hasta 99 muestras, 2 dígitos, libremente programables, y se imprime en el protocolo de medición

-Visualización de la fecha y la hora como estándar

-10 placas de muestra incluidas

-Tabla de aplicaciones: Hay muchos ejemplos prácticos en el manual de instrucciones

Especificaciones

Precisión de lectura: 0,01 % o 0,001 g

Rango de pesada máx: 60 g

Reproducibilidad, peso de la muestra 2 g: 0,15 %

Reproducibilidad, peso de la muestra 10 g: 0,02 %

Rango de temperatura: +50 hasta +200 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 204 x 336 x 167 mm



Code	Description	Packaging
LLG09901441	Moisture analyser DBS 60-360 g / 0,001g	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

