

**Analizador halógeno de humedad DBS 60-3****Kern & Sohn****Analizador halógeno de humedad DBS 60-3**

Moderno analizador de humedad con 10 memorias y pantalla gráfica

-Calefactor de vidrio de cuarzo halógeno 400 W

-Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 15 mm: Tiempo de secado anterior, temperatura actual, unidad de visualización de los resultados, contenido de humedad actual en %, modo de secado/visualización del estado de secado

-Ventana de observación sobre la muestra, útil durante el ajuste inicial

-Memoria interna para la secuencia automática de 10 programas de secado y 100 procesos de secado realizados

-El último valor medido permanece en la pantalla hasta que es sustituido por una nueva medición

-Descripción de la muestra para hasta 99 muestras, 2 dígitos, libremente programables, y se imprime en el protocolo de medición

-Visualización de la fecha y la hora como estándar

-10 placas de muestra incluidas

-Tabla de aplicaciones: Hay muchos ejemplos prácticos en el manual de instrucciones

**Especificaciones**

**Precisión de lectura: 0,01 % o 0,001 g**

**Rango de pesada máx: 60 g**

**Reproducibilidad, peso de la muestra 2 g: 0,15 %**

**Reproducibilidad, peso de la muestra 10 g: 0,02 %**

**Rango de temperatura: +50 hasta +200 °C**

**Dimensiones (An x L x Alt): 204 x 336 x 167 mm**



Code	Description	Packaging
LLG09901441	Moisture analyser DBS 60-360 g / 0,001g	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

