


**Gradilla para tubos, PP**

ISOLAB Laborgeräte GmbH

Gradilla para tubos, PP

Fabricada en polipropileno de alta densidad. Debido a su peso, no flotan en los baños de agua, ni siquiera en agua agitada. Estas gradillas se suministran desmontadas y pueden montarse fácilmente. Autoclavables. Una rejilla de referencia alfanumérica moldeada en el nivel superior de la gradilla permite una fácil identificación de la muestra.



Code	Description	Packaging
LLG04663315	Tube rack, PP, tubes diam 13 mm array 84	1 pezzo
LLG04663317	Test tube rack diameter 20 mm 40 tubes	1 pezzo
LLG04663318	Test tube rack, detachable, PP	1 pz
LLG04663319	Test tube rack, detachable, PP(3x7) with	1 PZ



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

