



Soporte para pipetas Twister universal 336 para micropipetas monocanal

Socorex

### Soporte para pipetas Twister™ universal 336 para micropipetas monocanal

Estación de trabajo para 6 pipetas de diseño único con grandes características. El modelo se adapta a seis pipetas de la mayoría de las marcas, lo que proporciona una solución de almacenamiento ideal en cualquier laboratorio. La rotación permite una rápida selección del instrumento. Fácil desmontaje para un mantenimiento sencillo. Disponible en siete colores traslúcidos. Los discos son intercambiables.



Code	Description	Packaging
LLG06253916	Pipette stand Twister Universal 336sapp	1 pz.
LLG06253917	Pipette stand Twister Universal 336emer	1 pz.
LLG06253918	Pipette stand Twister Universal 336topa	1 pz.
LLG06253919	Pipette stand Twister Universal 336quar	1 pz.
LLG06253920	Pipette stand Twister Universal 336ruby	1 pz.
LLG06253921	Pipette stand Twister Universal 336diam	1 pz.
LLG06253922	Pipette stand Twister Universal 336citr	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

